



Instructions for Use
Gebrauchsanweisung

(EN)

(DE)

For other languages please look
for more translations on our
website.

Für andere Sprachen finden Sie
weitere Übersetzungen auf der
Webseite.

MD

product name & ID:

see Table 1: Glideboard models and UDI-DI,
page 3

class I MDR 2017/745

GMDN code 15-693

EMDN code V080504



Manufacturer

Support Center, Headquarters

Samarit Medical AG, Switzerland

Grundstrasse 14, CH-8126 Zumikon

Samarit Medical AG, Switzerland

Gewerbestrasse 12, CH-8132 Egg

Tel.: +41 44 918 10 11

info@samarit.com - www.samarit.com

SRN **CH-MF-000016280**

EU REP

European Representative

Samarit Medical Produkt GmbH

Im See 19, D- 79790 Küssaberg, Germany

Tel.: +41 44 918 10 11

info@samarit.com - www.samarit.com

SRN **DE-AR-000014694**

Incident and Adverse Event:












For any incident or event, please contact immediately:

An Adverse Event Report form is systematically
provided to the customer through the company
website or per email.

incident@samarit.com

+41 44 918 10 11

Symbols for Cautions and Warnings

Symbol	Symbol explanation	Symbol	Symbol explanation
	Caution related to important information potentially leading to misuse, use error, malfunction or damage of the product		User or patient information: notice related to useful information and recommendation for an efficient use of the system.
	Manufacturer address		Indicates the item is a medical device
	Consult the instructions for use		In conformance with the EU Medical Device Regulation
	European Representative		Device Identifier
	Unique device identifier – Device Identifier		Lot Number
	Reference / Order Number		

Copyright statement

© 2016–2025 All rights reserved by Samarit Medical AG, Switzerland. Products are subject to change without prior notice. Samarit Medical AG, Switzerland provides the information in this booklet to be read by anyone, but retains the copyright on all text and graphics. Glideboard is a registered trademark of Samarit Medical AG, Switzerland.

Table of Content

Table of Glideboard models	3
(EN) Users Guide	4
(DE) Gebrauchsanweisung	6
LIMITED WARRANTY	8

Table of Glideboard models

Product	REF	UDI UDI-DI	SWL*	Überbrückbarer Abstand
Glideboard The Biggest (100 x 34 x 1 cm), 2,9 kg	476.0102	7640144460921	220 kg	< 20 cm
Glideboard The Great (80 x 33 x 1 cm), 2,6 kg	476.0080	7640144460938	220 kg	< 20 cm
Glideboard Curved (68 x 23 x 1 cm), 1,2 kg	476.0012	7640144460945	220 kg	< 20 cm
Glideboard Selfglide (50 x 21 x 1 cm), 0,8 kg	476.0050	7640144460952	180 kg	< 20 cm
Glideboard Tetraglide (63 x 23 x 1 cm), 1,1 kg	476.0863	7640144460969	220 kg	< 20 cm
Sit- On Monofil Sliding-Towel (30 x 45 x 0.1 cm), 0,05 kg	476.0200	7640144460976	–	–

Table 1: Glideboard models and UDI-DI

SWL* = Safe Weight limits

(EN) Users Guide

The Samarit Glideboard is a lightweight transfer board made of High Density Polyethylene (HPDE). The special shape is protected by a utility model (design patent). The material is extremely slippery on the upper side. Two anti-slip stickers are attached to the two ends on the underside and there is a practical carrying handle (cut-out) in the centre of the board.



For complete and detailed instructions, you or your caregiver can consult the Samarit Glideboard video on the website or with the QR code.



The patient or carer pushes one end of the Glideboard under the buttocks, which rest on the seat.

The other end must rest securely on the opposite level with the anti-slip surface on which the patient wants to slide.



The patient then glides over the Glideboard themselves or with help. A special slide sheet can facilitate this process (sit-on sheet).

Textile clothing should preferably be used. Materials such as leather can lead to restrictions (increased slip resistance).



As soon as the patient has been transferred to the bed or another level either independently or with support, the Glideboard can be removed.



CLEANING



The Samarit Glideboard is best cleaned with warm soapy water and wiped dry with a cloth. It can also be cleaned with 'Incidin® Oxyqipe' from ECOLAB or another comparable medical disinfectant (**no chlorine, no concentrate, no bleach**). The anti-slip adhesives can be kept dust-free with a damp cloth and thus guarantee the best adhesion to the support surfaces.



Do not dispose!

Safety instructions



The user is responsible for reading the instructions for use supplied with each product in its original packaging. The manufacturer accepts no liability for improper use. Further instructions can be found in the training video at www.samarit.com



The user must ensure that the product is in perfect condition in order to fulfil the hospital's safety regulations.

A Glideboard that does not fulfil the necessary requirements must be taken out of service immediately



The patient and carer must ensure that the anti-slip stickers are undamaged on the underside. These must be fully and securely in place on both levels, before the transfer is carried out.



If you are unsure how to use the Glideboard or feel unstable on it, please consult a medical professional.



Maintenance: Please check monthly to ensure the anti-slip pads are still securely in place. If necessary, new pads can be ordered directly from us using item no. 470.0090.

Useful life: 10 years

Intended use

The Glideboard is a simple aid for transferring a patient with restricted mobility from the centre of the bed or edge of the bed to a wheelchair, car seat or toilet. The patient does not have to be able to stand up, but can change position sitting up independently or with the support of a carer.

Intended medical indication and contraindication

The Glideboard is used to transfer from one level to another, for example: bed to wheelchair, chair to wheelchair, wheelchair to car seat.

No contraindication or known non-applicability.

Intended patient population and user profile

All patients with a patient weight of up to 220 kg (depending on model, see table on page 3)

(DE) Gebrauchsanweisung

Das Rutschbrett (Samarit Glideboard) ist ein leichtgewichtiges Umsetzbrett aus High Density Polyethylene (HPDE). Die spezielle Form ist durch ein Gebrauchsmuster (Design Patent) geschützt. Das Material ist äusserst gleitfähig auf der Oberseite. Auf der Unterseite sind zwei Antirutschkleber an den beiden Enden angebracht und in der Mitte des Brettes befindet sich ein praktischer Tragegriff (Ausschnitt).



Für eine vollständige detaillierte Instruktion konsultieren Sie oder ihre Betreuungsperson bitte das Samarit Glideboard Video auf der Webseite oder mit QR-Code.



Der Patient oder die Pflegekraft schiebt ein Ende des Rutschbrettes unter das Gesäss, das auf der Sitzfläche aufliegt.

Das andere Ende muss auf der gegenüberliegenden Ebene sicher vollflächig mit dem Antirutsch aufliegen, auf welche der Patient rutschen möchte.



Der Patient gleitet dann selbst oder mit Hilfe über das Rutschbrett. Ein spezielles Gleittuch kann diesen Vorgang erleichtern (Sit-On Tuch).

Bevorzugt sollte Textilkleidung eingesetzt werden. Bei Materialien wie u.a. Leder kann es zu Einschränkungen kommen (erhöhter Rutschwiderstand).



Sobald der Patient entweder selbständig oder mit Unterstützung auf das Bett oder eine andere Ebene übergesetzt wurde, kann das Rutschbrett entfernt werden.



REINIGUNG



Das Samarit Glideboard lässt sich am besten mit warmem Seifenwasser reinigen und mit einem Tuch trockengerieben werden. Es kann auch mit «Incidin® Oxyqipe» von ECOLAB oder einem anderen vergleichbaren medizinischen Desinfektionsmittel gereinigt werden (**kein Chlor, kein Konzentrat, kein Bleichmittel**). Die Antirutschkleber können mit einem feuchten Tuch staubfrei gehalten werden und garantieren so beste Haftung auf den Auflageebenen.



Nicht wegwerfen!

Sicherheitshinweise



Der Anwender ist dafür verantwortlich, die jedem gelieferten Produkt in der Originalverpackung beiliegende Gebrauchsanweisung zu lesen. Für unsachgemäße Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Weitere Instruktionen finden Sie im Schulungsvideo unter www.samarit.com



Der Anwender muss sicherstellen, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, um die Sicherheitsvorschriften des Krankenhauses zu erfüllen.

Ein Glideboard, welches den erforderlichen Anforderungen nicht genügt, muss sofort ausser Betrieb genommen werden.



Patient und Pfleger müssen sich versichern, dass die Antirutschkleber unbeschädigt auf der Unterseite vorhanden sind. Diese müssen vollflächig und sicher auf beiden Ebenen aufliegen, bevor der Transfer durchgeführt wird.



Wenn Sie sich als Patient unsicher sind in der Handhabung oder das Gefühl haben instabil auf dem Glideboard zu sein, wenden Sie sich an eine medizinisch Fachperson.



Wartung: Bitte führen Sie eine monatliche Kontrolle durch, ob die Antirutsch-Pads noch sicher haften. Bei Bedarf können neue Pads unter der Art. Nr. 470.0090 direkt bei uns bestellt werden.

Nutzungsdauer: 10 Jahre

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Das Rutschbrett Glideboard ist ein einfaches Hilfsmittel für das Umsetzen eines bewegungseingeschränkten Patienten von der Bettmitte oder Bettkante in den Rollstuhl, in den Autositz oder auf die Toilette. Dabei muss der Patient nicht aufstehen können, sondern kann den Positionswechsel sitzend selbständig oder mit Unterstützung durch eine Pflegefachkraft vornehmen.

Vorgesehene medizinische Indikation und Kontraindikation

Das Rutschbrett wird verwendet, um von einer Ebene auf eine andere Ebene überzusetzen wie zum Beispiel: Bett auf Rollstuhl, Stuhl auf Rollstuhl, Rollstuhl auf Autositz.

Keine Kontraindikation oder bekannte Nicht-Anwendbarkeit.

Vorgesehene Patientengruppe und Anwenderprofil

Alle Patienten mit einem Patientengewicht bis max. 220 kg (je nach Modell siehe Tabelle S. 3)

LIMITED WARRANTY

by SAMARIT MEDICAL AG SWITZERLAND



SAMARIT MEDICAL AG Switzerland warrants your product to be free from defects in material and workmanship for a period of 24 months from the original date of purchase. If you discover a defect in a product covered by this warranty, we will repair at our option using new or refurbished components, or if repair is not possible, replace the item.

Glideboard

24 months warranty

EXCLUSIONS

This warranty covers defects in manufacturing discovered while using the product as recommended by the manufacturer. The warranty does not cover loss or theft, nor does coverage extend to damage caused by misuse, abuse, unauthorized modification, improper storage conditions, lightening, or natural disasters. The warranty does not cover parts that are subject to normal wear and tear replacement requirements, such as.

LIMITS OF LIABILITY

Should the product(s) fail, your sole recourse shall be repair or replacement, as described in the preceding paragraphs. We will not be held liable to you or any other party for any damages that result from the failure of this product. Damages excluded include, but are not limited to the following: lost profits, lost savings, lost data, damage to other equipment, and incidental or consequential damages arising from the use, or inability to use this product. In no case will SAMARIT MEDICAL AG be liable for more than the amount of your purchase price, not to exceed the current list price of the product, and excluding tax, shipping and handling charges.

SAMARIT MEDICAL AG disclaims any other warranties, express or implied.

By installing or using the product, the user accepts all terms described herein.

HOW TO OBTAIN SERVICE UNDER THIS WARRANTY

Copy of invoice with serial no., pictures of product damage send to info@samarit.com.

The cost of shipping to the manufacturer, or authorized repair center or payment of any customs clearance fees or duties are the responsibility of the user.

Return shipping costs to be paid for by SAMARIT MEDICAL AG, only with written acceptance from Samarit.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

von SAMARIT MEDICAL AG, SCHWEIZ



SAMARIT MEDICAL AG Schweiz garantiert, dass Ihr Produkt für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn Sie einen Defekt an einem durch diese Garantie abgedeckten Produkt feststellen, werden wir nach unserer Wahl entweder eine Reparatur mit neuen oder generalüberholten Komponenten durchführen oder, falls eine Reparatur nicht möglich ist, den Artikel ersetzen.

Glideboard

24 Monate Garantie

AUSSCHLÜSSE

Diese 24-monatige Garantie deckt Herstellungsfehler ab, die während der Nutzung des Produkts gemäss den Empfehlungen des Herstellers auftreten. Die Garantie umfasst keinen Verlust oder Diebstahl und deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemässe Verwendung, Missbrauch, nicht autorisierte Änderungen, unsachgemässe Lagerbedingungen, Blitzschlag oder Naturkatastrophen verursacht wurden. Die Garantie deckt auch keine Teile ab, die einem normalen Verschleiss unterliegen und ausgetauscht werden müssen.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Sollte das Produkt fehlschlagen, besteht Ihr alleiniger Anspruch auf Reparatur oder Ersatz, wie in den vorstehenden Absätzen beschrieben. Wir haften nicht gegenüber Ihnen oder Dritten für Schäden, die aus dem Ausfall dieses Produkts resultieren. Ausgeschlossene Schäden umfassen, sind aber nicht beschränkt auf: entgangene Gewinne, verlorene Ersparnisse, verlorene Daten, Schäden an anderen Geräten sowie Folgeschäden, die aus der Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung dieses Produkts entstehen. In keinem Fall haftet SAMARIT MEDICAL AG für mehr als den Kaufpreis des Produkts, höchstens jedoch der aktuelle Listenpreis des Produkts, ohne Steuern, Versand- und Bearbeitungskosten.

SAMARIT MEDICAL AG schliesst alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien aus. Durch die Installation oder Nutzung des Produkts akzeptiert der Benutzer alle hierin beschriebenen Bedingungen.

SO ERHALTEN SIE SERVICE UNTER DIESER GARANTIE

Rechnungskopie mit Seriennummer sowie Bilder des Produktschadens an info@samarit.com senden. Die Kosten für den Versand an den Hersteller oder autorisierte Reparaturzentren sowie die Zahlung von Zollgebühren oder Steuern trägt der Benutzer. Rücksendekosten werden nur von SAMARIT MEDICAL AG übernommen, wenn eine schriftliche Genehmigung von Samarit vorliegt.



Samarit Medical AG
Gewerbestrasse 12
CH-8132 Egg, Switzerland