

- Chirurgie de l'épaule
- Prothèse de l'épaule
- Bras et clavicule
- Ostéosynthèse
- Usage multiple p. 2

SAMARIT

safe moving and handling



Avant, uniquement avec un repose-tête

Aujourd'hui – la position Beach-Chair!


- C'est un coussin spécial nouvellement développé permettant un positionnement ergonomique optimal pour la tête, le cou et le dos.
- Elle facilite l'intubation des patients en décubitus dorsal ou avec la tête légèrement relevée.
- Le dispositif BEACH-CHAIR est fixé au patient à l'aide de la sangle thoracique. La mentonnière et le bandeau frontal avec rembourrage servent à positionner la tête en toute sécurité.
- Elle simplifie la mise en place du patient et réduit le temps nécessaire à son installation.
- Elle réduit les douleurs postopératoires des patients au niveau du cou et de la nuque.
- Le dispositif BEACH-CHAIR protège la colonne vertébrale en cas de chute du repose-tête et empêche un contact direct avec sa partie métallique.



«**BEACH-CHAIR**» – le dispositif garantit un positionnement sûr dans la salle d'opération.

Le dispositif BEACH-CHAIR a été conçu pour faciliter le travail de l'anesthésiste lors de l'intubation. Elle permet un positionnement confortable et sûr du patient avec un gain de temps appréciable pour le personnel soignant.

Le dispositif BEACH-CHAIR a été conçu grâce à l'expérience de spécialistes du positionnement en collaboration avec Samarit Medical AG.





Simplicité d'utilisation.

Légende

- A. Dispositif BEACH-CHAIR
- B. Nouveau coussin ergonomique
- C. Supports latéraux amovibles
- D. Supports thoraciques avec sangles
- E. Fixation trapèze
- F. Canal pour colonne vertébrale
- G. Coussinets à usage unique pour la fixation du menton et du front

Le dispositif BC est fabriqué en **plastique spécial**, est radio-transparent, sans métal et sans latex.

Le nouveau **coussin ergonomique pour la tête, le cou et le dos** permet un positionnement optimal.

Le dispositif BC est équipé de deux **ailes de soutien des épaules** qui peuvent être retirées individuellement.

Lors de l'utilisation du dispositif BC sur une **table d'opération**, la **coque de la tête** est fixée en hauteur avec la **fixation trapèze**.

Sangles réglables bilatérales




La stabilité du thorax est augmentée par deux **soutiens thoraciques** et une sangle de sécurité.


Sangles d'immobilisation du menton et du front



Supports latéraux réglables pour la chirurgie de l'épaule




Fixation trapèze pour l'utilisation sur les tables d'opération



Le dispositif BEACH-CHAIR peut également être utilisé pour des opérations sans positionnement Beach-Chair, par exemple, en cas de :


- Chirurgie faciale
- Carotide
- Struma





Utilisation multifonction.

Les problèmes, nous les connaissons - Maintenant nous avons la solution.



Avant, uniquement avec repose-tête



Aujourd'hui, avec le dispositif BC



La solution

Samarit offre la solution


Après de longues heures passées sur la table d'opération, les patients se plaignent souvent de fortes douleurs au niveau du cou, de la nuque et de la tête, qui sont généralement dues à leur position inconfortable par manque de soutien au niveau du cou et de la nuque. C'est souvent la conséquence d'une mauvaise position ou d'un manque de soutien du cou et de la nuque sans notre coussin ergonomique BC.

Le dispositif BEACH-CHAIR assure la sécurité, améliore le positionnement et évite les points de pression.

Le dispositif BEACH-CHAIR apporte une solution aux problèmes liés au positionnement du patient par le personnel médical du bloc opératoire.


Le dispositif BEACH-CHAIR comble le vide entre la table d'opération et la calotte en évitant des risques inutiles.

Le dispositif BEACH-CHAIR est une invention révolutionnaire offrant de nombreuses fonctionnalités ; elle est simple à utiliser et sûre pour le personnel soignant et les anesthésistes et confortable pour les patients.



BEACH-CHAIR

SAMARIT
safe moving and handling



Les cas de responsabilité civile sont un problème évitable dans le domaine du stockage.

Testez notre produit éprouvé et demandez une démonstration avec offre.



Dispositif BEACH-CHAIR

(comprend 5 jeux de consommables)

N° du modèle 420.2002

Consommables (Set de 10)

Contenu du kit (produits à usage unique)

N° du modèle 420.0010 B

- ① 1 Coussin pour le front, ② 1 Coussin pour le menton,
③ 2 Coussin pour le thorax, ④ 1 Coussin pour supports latéraux



Coussins antidérapants BC brevetés



Small
N° du modèle 420.2020



Coussinet pour Small et Big
N° du modèle 420.2030



Big
N° du modèle 420.2040

www.samarit.com



Rollbord™



Blue Transfer Board



TRANSGLIDE



Glidebord

Pour d'autres brochures de produits Samarit, contactez-nous, votre revendeur ou téléchargez-les dans votre langue sur notre site web.

SAMARIT
safe moving and handling

Samarit Medical AG

Gewerbestrasse 12

CH-8132 Egg, Schweiz

Tel.: +41 44 918 10 11 Fax: +41 44 918 24 39

e-mail: info@samarit.com - www.samarit.com

